

# BiLevel Übersicht



Model	iSleep 22	iSleep 25	Vivo 30	Vivo 40
<b>Therapie-Modi</b>				
CPAP	•	•	•	•
BiLevel / PSV	•	•	•	•
PCV			•	•
Heim Modus	•	•	•	•
Klinik Modus	•	•	•	•
Erwachsenen Modus	•	•	•	•
Pädiatrie Modus				•
<b>Einstellungen</b>				
Maximum IPAP	20	25	30	40
Minimum EPAP	4	4	2	2
Druck, BiLevel (hPa)	4–20	4–25	2–30	2–40
CPAP (hPa)	4–20	4–20	4–20	4–20
Atemfrequenz	6	4–30	4–40	4–40
Rampe	•	•	•	•
Inspirations-Trigger, einstellbar	•	•	•	•
Expirations-Trigger, einstellbar		•	•	•
Anstiegszeit, einstellbar		•	•	•
Inspirationszeit			•	•
Minimum Inspirationszeit (PSV)			•	•
Maximum Inspirationszeit (PSV)			•	•
Ziel-Volumen				•
<b>Anzeigen</b>				
Druck	•	•	•	•
Atemfrequenz	•	•	•	•
Leckage	•	•	•	•
Trigger	•	•	•	•
Tidal Volumen		•	•	•
I / E Verhältnis		•	•	•
<b>Alarme</b>				
Spannungsfehler	•	•	•	•
Druck Hoch		Hinweis	•	•
Druck Tief			•	•
Volumen Tief			•	•
Leckage Tief			•	•
Leckage Hoch		Hinweis	•	•
Frequenz Tief				•
Frequenz Hoch				•
Externe Batterie Tief			•	•
Interne Batterie Tief				•
<b>Technische Spezifikationen</b>				
110–240V	•	•	•	•
12/24V Externer Batterieanschluss	•	•	•	•
Interne Batterie				•
Lautstärke bei 10 hPa	< 28 dB(A)	< 28 dB(A)	< 30 dB(A)	< 30 dB(A)
B x H x T (mm) mit Warmluftbefeuchter HA01	173 x 172 x 209	173 x 172 x 209	185 x 230 x 227	185 x 240 x 227
Gewicht (kg)	1,9	1,9	3,3	4,0

## BREAS

**CORPORATE HEAD OFFICE** Breas Medical AB. Företagsvägen 1, SE-435 33 Mölnlycke, Sweden  
Phone +46 31 86 88 00. Fax +46 31 86 88 10. breas@breas.com www.breas.com

**DEUTSCHLAND** Breas Medical GmbH. Bahnhofstrasse 26, DE-82211 Herrsching, Deutschland.  
Phone +49 8152 37210. Fax +49 8152 372137. breas@breas.de